ワイヤレス筋肉マウス 簡易取り扱いマニュアル

Version 1.0. y



保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。 http://www.thanko.jp/support/download.html

お買い上げいただいた商品の調子が悪い、壊れたと思われる症状が発生した場合は、Q&Aページをご確認ください。

http://www.thanko.jp/support/qa.html

改善が見られない場合は、まずはメールにてお問い合わせく ださい。

メールでのお問い合わせ

お客様のお名前、商品名、ご利用のOS(Vista,7)、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡下さい。

support@thanko.jp

修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。下記ページをご確認いただき、商品の送付を御願いします。

http://www.thanko.jp/support/repair.html

サンコーカスタマーサポート

₹101-0021

東京都千代田区外神田5-6-12 コーワビル3 4F (月〜金 10:00-12:00、13:00-18:00 祝日を除く) TEL:03-5812-1519 FAX: 03-5812-1520

● 製品の特徴

この度はサンコー「ワイヤレス筋肉マウス」をご購入いただきまして、誠に有難うございます。こちらの商品はワイヤレスマウスとして使用できるだけでなく、電気信号により筋肉を収縮させるパッドが付いた商品となっております。

- ワイヤレスマウスとして使用
- EMS の力で筋肉を強制的に運動させます
- 6 パターンの振動で筋肉を刺激
- オートタイム OFF 機能

通電パッド(大)マウス本体 通電パッド(小)

● セット内容

パッド接続ケーブル

● EMSの強度について

EMS 信号の強度は 10 段階となっております。 感じる刺激には個人差がありますので、徐々に 強度上げてお試しの上でご利用下さい。

● マウス各部説明



● マウス使用方法

① 電池カバーを開け、単四電池2本を入れ、 電池カバーを閉めてください。



② 裏にあるマウスレシーバーを取り出します。



③ マウスレシーバーをパソコン本体のUSBコネクタに差し込みます。



④ マウスの電源をONにします。



⑤ ドライバーが自動的にインストールされて マウスを使用することができるようになります。

マウスがパソコン本体から離れ過ぎると、操作できない場合があります。マウスを使用しないときはマウスの電源を切っておくことをおすすめします。



● EMS機能を使う準備

①通電パッドとケーブルを繋ぎます。



②マウス本体の差込口にケーブルを差し込みます。



● 電源を切る

刺激の強さが最小の状態で、OFFボタンを押すと電源が切れます。





マウス後ろのライトが 消灯します。

必ず電源が入っていない状態で、通電パッドとケーブルを外して、片づけてください。

③通電パッドについているフィルムをはがします。



④気になる箇所に通電パッドを取り付けます。



EMS機能は通電パッドが2つとも人体に触れていないと機能しません。

● 通電パッドについて



接着面は使用後ウェットティッシュなどで、清潔に 保つようにしてください。 通常3~4か月ご使用いただけます。

通電パッドは消耗品になります。 粘着が弱くなってきた場合は、交換してください。 ※交換用パッドは近日発売予定です。

● オートタイムOFF機能

使用開始後15分で、自動的に電源がOFFになります。

● EMS機能を使う



- ●マウス左横にあるONを押します。
- ・1回押す→準備状態
- ※待機状態で置いておくと、約5秒で電源が切れます。
- ・2回押す→振動スタート
- ●刺激がスタートしている状態
- ・ONボタン→刺激の強さが上がっていきます。(計10段階)
- ・OFFボタン→刺激の強さが下がっていきます。



電源が入ると、マウス後ろにある ライトが点灯します。 ライトの色は、直前に使用している モードによって変わります。



マウス上部にあるモード切替ボタンを押すと刺激パターンが変わります。ボタンを押す毎に刺激パターンは変化。計6種類のバリエーションがあります。



パターンによって、マウス後ろの ライトの点灯パターンが変わります。

● 仕様

サイズ	幅64×高さ30×奥行95mm
ケーブルの長さ	148mm
重量	98g
電圧	3V
消費電力	40mA
電源	単四電池×2本(別途ご用意ください)
対応OS	Windows XP, Vista, 7,8 Mac OSX 10.5~
解像度	1000dpi
EMS強度	1~10段階
EMS振動パターン	6パターン
付属品	マウス、通電パッド(大)2枚、通電パッド(小)2枚、
	パッド接続ケーブル
パッケージサイズ	223×63×165mm、381g



ご注意

- ※医師の治療を受けているとき、体調がすぐれない時は 使用前に医師に相談してください。
- ※EMS使用時に水がかからないようにご注意ください。 ※連続して15分以上使用しないようにしてください。

