

News Release

新製品情報

人を椅子に座らせて、電動で階段を昇り降りできる車イス型電動昇降車
『電動昇降ヒューマンアシスト台車』を発売開始



<概要>

この度、サンコー株式会社（東京都千代田区、代表取締役：山光博康）では『電動昇降ヒューマンアシスト台車』を3月19日より発売致します。

本製品は電動で階段を昇り降りできる車イス型の電動昇降車です。

乗せられる人の最大積載量は160kg。椅子の背面についたゴムキャタピラが階段をしっかりとつかみ。安定した昇降を実現。

手元の操作ボタンで簡単操作。角度35度までの階段を、約28段/分のスピードで昇り降りすることができます。

バッテリー式で、連続使用時間80分。使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納が可能です。

<製品特長>

- 最大160kgまで人を安全にのせる
- 階段をしっかりとつかんで昇降するゴムキャタピラ
- コンパクトサイズで小回りがきく
- 手元のボタンで昇降を簡単操作
- バッテリー充電式でコードレス



<仕様>

- ・サイズ/収納時：幅510×奥行1050×高さ290(mm)
使用時：幅510×奥行1075×高さ1050(mm)
- ・重量/31.24kg
- ・座席サイズ/背/座板幅：395mm 奥行：465mm
背もたれ高さ：510mm 座面高：510mm
- ・最大積載量/160kg
- ・電源/ACより給電
- ・最大階段角度/30～35度 ・昇降速度/約28段 8.6m/分



- ・バッテリー／24V 2600mAh 充電時間：約 3～4 時間
- ・連続使用時間／約 80 分（80kg の荷物を載せた場合）
- ・充電器／入力:100-240V,50/60HZ 2.5A 出力:29.4V 2A



ご注意事項

- 一般公道で使用されますと、道路交通法違反になりますので私有地でのみご使用下さい。
- 階段を昇降する電動の走行ベルトが台車に付いています。平地は通常の台車と同じ手動になります。
- ご使用になる階段の強度を確認してください。
- 雨や雪など滑りやすい状況でのご使用をおやめください。
- 操作を熟知したうえでご利用ください。
- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- 分解しないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 小さなお子様の手に届くところで保管しないでください。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。



- ・内容品／本体、鍵×2、頭固定ベルト、両口スパナ、六角レンチ、バッテリー、充電器、日本語取扱い説明書

- ・パッケージサイズ／幅 580×奥行 1120×高さ 355(mm)
- ・パッケージ重量／34.58kg（内容品含む）
- ・保証期間／12 ヶ月 ・発売日／2018/3/19
- ・型番／ELCTRLHM ・JAN／4562331779421



電動昇降ヒューマンアシスト台車

[販売価格] 248,000 円(税込)

<https://www.thanko.jp/shopdetail/000000003029>

■製品に関するお問い合わせ先

サンコー株式会社 営業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田 4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4321 FAX 03-3526-4322 Email sales2@thanko.jp

URL: www.thanko.co.jp

■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

サンコー株式会社 広報部

TEL 03-3526-4323 FAX 03-3526-4322 Email pr@thanko.jp

●サンプルお貸出しご希望の方は弊社広報部までお問い合わせ下さい。(メディア関係者様)

※本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告無しに変更されることがあります。

